

PROGRAMA DE CRIA PSK DEL SCHNAUZER GIGANTE NEGRO PLATA

Regulaciones de implantación del PSK 1895 e.V.

Programa de cría del Schnauzer gigante negro-plata.:

Desarrollo de la raza durante un período inicial de 3 años

1 Medidas de cría

1. El Schnauzer gigante negro-plata tiene que cumplir con los mismos requisitos de salud que el Schnauzer gigante negro y sal pimienta para recibir el certificado de aprobación de la raza.
2. Se realizaran evaluaciones de fenotipo y comportamiento análogas a las de los colores negro y sal pimienta. Es necesario adquirir los resultados necesarios de la prueba registrando los perros bajo el color negro-plata.


Para un desarrollo saludable del color negro-plateado, se aplican los siguientes requisitos adicionales:

3. Todos los perros deben someterse a pruebas de locus A y K antes de que se utilicen para la cría del negro-plata.

Los siguientes pueden acoplarse sin una solicitud adicional de aprobación de la junta:

Todos los Schnauzer gigantes que son fenotípicamente negros y plateados y cumplen los requisitos 1-3 y que tienen el siguiente genotipo: locus K ky / ky y locus A at / at .

Apareamiento homocigoto:




Tras la solicitud y con la aprobación de la junta, los siguientes fenotipos y genotipos se pueden aparear si ambos socios reproductores cumplen con todos los requisitos 1-3 anteriores:

Apareamiento de colores mezclados 1

GS negro-plateado x Schnauzer gigante negro

ky / ky at / at x KB / ky at / at




Todos los cachorros de estos apareamientos deben ser evaluados para los locus A y K.

Apareamiento de colores mezclados 2

GS negro-plateado x Schnauzer gigante p / s

ky / ky at / at x ky / ky aw / at



Todos los cachorros de estos apareamientos deben ser evaluados para los locus A y K.

Schnauzers gigantes negro-plata que no están aprobados para la reproducción debido a deficiencias fenotípicas, pero cuya ascendencia podría ser valiosa para el desarrollo de la variedad de color, se pueden usar para la reproducción dentro del programa de reproducción previa solicitud y verificación por parte del Presidente de los Jueces de Raza y un juez de raza designado por el presidente.

Luego, los respectivos socios de cría deben coordinarse con el Director de cría y el Presidente de los jueces de raza.

Los Schnauzers gigantes negros y GS p / s, que no se encuentran dentro de las combinaciones de colores aprobadas, se pueden usar en programas de reproducción después de realizar pruebas para los locus A y K, con un compañero que sea homocigoto (color) con una solicitud y aprobación.

2 Modificación de pedigrí:

Los pedigríes de los perros que han probado ky / ky en el locus K y at / at en el locus A y que muestran 'no válido para fines de reproducción' debido a la falla de color anterior, se modificarán para mostrar Schnauzer gigante negro- plata bajo petición.